

VenaBLOCK®

Ihre Vorteile auf einen Blick

VenaBLOCK hat eine nachgewiesene Verschlussrate von 98,7 % nach 5 Jahren.

Kurz gesagt: schneller, günstiger und moderner als herkömmliche Methoden. Effizient, wirtschaftlich, überlegen – die neue Generation der Krampfaderbehandlung. Mehr Tempo, weniger Kosten – und klar im Vorteil gegenüber herkömmlichen Verfahren.

- ✓ Kann unter ambulanten Bedingungen durchgeführt werden.
- ✓ Der Verschluss des Zielgefäßes kann innerhalb von Sekunden erreicht werden.
- ✓ Keine Verbrennungsspuren, Hautpigmentierung oder -läsionen, Taubheitsgefühl.
- ✓ Nach dem Eingriff müssen keine Kompressionsstrümpfe getragen werden.
- ✓ Die Patienten können ihren Alltag und ihre Aktivitäten sofort wieder aufnehmen.
- ✓ VenaBLOCK Mikro-Katheter
Geflochtener PTFE-Katheter
Lichtgesteuert
- ✓ Hohe Echogenität und bessere Sichtbarkeit unter USG
- ✓ Ausgezeichnete Schiebbarkeit
Markierung alle 2 cm
- ✓ **Preislich unter den marktführenden Lösungen!**

Vertrieb & Service

in Deutschland

VenaBLOCK®
VEIN SEALING SYSTEM

- ✓ VenaBLOCK System
- ✓ Ultraschallsysteme:
PHILIPS, MINDRAY, SAMSUNG
- ✓ Fachliche Beratung auf Augenhöhe.
- ✓ Effiziente Schulung für Ihr OP-Team.
- ✓ Venablock-System:
24/7 zuverlässig verfügbar

... wann immer Sie uns brauchen.



HELAmed
medical equipment

Helamed GmbH
Friedrichstraße 29/31
40217 Düsseldorf

Mobil +49 176 80 30 92 98
Tel.: +49 211 69 58 78 21
E-Mail: lazaros.chassilidis@hellamed.eu

www.helamed.eu

VenaBLOCK®
VEIN SEALING SYSTEM
&
Ultraschallsysteme



VenaBLOCK®
Schnelle & wirksame
Behandlung von
Venenerkrankungen –
sicher & schonend.



HELAmed
medical equipment
www.helamed.eu

Wie funktioniert VenaBLOCK

VenaBLOCK® bietet eine einzigartige Behandlung für venöse Insuffizienz. Die Behandlung besteht einfach darin, Cyanoacrylat in das dysfunktionale Venensegment einzubringen. (VSM, VSP oder Perforansvenen), während kontinuierlich Druck auf die Zielvenensegmente ausgeübt wird. Das Verfahren kann ambulant innerhalb weniger Minuten durchgeführt werden, so dass keine Tumescenzanästhesie erforderlich ist und sich die Verfahrensdauer verkürzt. Der Verschluss des Zielgefäßes kann innerhalb von Sekunden erreicht werden, und nach dem Eingriff ist kein Kompressionsstrumpf erforderlich. VenaBlock hat eine nachgewiesene Verschlussrate von 98,7 % nach 5 Jahren.



Fazit

VenaBlock von INVAMED bietet eine wirksame und sichere Lösung bei Veneninsuffizienz. Mit seiner proprietären medizinischen Klebstoffformel und dem effizienten Verschlussystem liefert das Produkt sofortige und lang anhaltende Ergebnisse und minimiert gleichzeitig die Risiken und Beschwerden während und nach dem Eingriff.

Vertrieb durch:



Revolutionieren Sie Ihre medizinische Praxis mit VenaBLOCK! Alles aus einer Hand – für Ihren schnellen Start in die moderne Venenbehandlung

Entdecken Sie, wie moderne Medizintechnik Ihre Praxis auf das nächste Level bringt: mit innovativer Bildgebung und einem hochwirksamen Verschlussystem für die Behandlung von Veneninsuffizienz.



Direkt verfügbar über uns:

- **VenaBLOCK System (FDA / CE) + 24/7 Service**
- **Ultraschallgeräte von PHILIPS, MINDRAY, SAMSUNG**
- **Kauf oder Miete**

Beide Systeme erhalten Sie direkt bei uns – **inklusive** professioneller Schulung und Zertifizierung durch unsere erfahrenen Fachärzte.



So starten Sie sofort – effizient, sicher und wettbewerbsstark.